

1

小児の近視用 メガネレンズ

MiYOSMART
(ミヨスマート)



HOYA Hoya Vision Care Company

2

ミヨスマートとは

ミヨスマートレンズは
DIMSテクノロジーを採用した
小児の近視向けのメガネレンズです。

世界50か国以上で
既に販売されています。
(2025年9月時点)



3

補正なしの近視



- ・光線は網膜の前で焦点を結ぶ
- ・部分的に周辺網膜において網膜の後ろで焦点を結ぶ

単焦点レンズ による補正



- ・中心視野の焦点は網膜上にある
- ・光線の大部分は網膜の後ろで焦点を結ぶため、遠視性の焦点ぼけが生じる

ミヨスマート による補正



- ・ミヨスマートで採用されているDIMSテクノロジーは、周辺遠視性焦点ぼけ理論に基づいて網膜周辺部に近視性のぼけを作り出す

4

しっかり守る、しっかり見える

●目の保護

子どもたちはいつも活発に動き回ります。
だからこそ常に子どもたちの目が必要とする保護を行うためにも、非常に高い耐衝撃性を持ちながらも、薄くて軽い素材を使用しています。



耐衝撃性



薄型かつ軽量



UVカット



反射防止

5

しっかり守る、しっかり見える

●フレームの選び方とフィッティング

お好みのフレームと組み合わせてご使用いただけます。

●簡単メンテナンス

ミヨスマートは全ての子どもたちのライフスタイルに合うように、強撥水性で拭き取りやすさが長持ちするコートが施されています。



6

ミヨスマートを実際にかけた時の印象とは？



通常のメガネと変わらない見た目！

7

お子さまの視力サポート

①眼科でミヨスマートの処方箋を

眼科医からミヨスマートの処方等が出された場合、ミヨスマートを取り扱っているメガネ店へお越しください。



②ぴったりのフレームを見つけましょう

メガネ店でスタッフと相談しながら最適なフレームをお選びください。



8

お子さまの視力サポート

③定期的なチェックで目を守りましょう

ミヨスマートに同梱されている視力サポート手帳を持参し、定期的に眼科で検診を受けて、メガネ店でフレームの変形やフィッティング調整をしてもらいましょう。



ご希望の方は医師やスタッフにご相談ください